


Nos paillasses

Usage courant




Les paillasses sont réalisables selon les configurations de chaque pièce

Sur meuble



Dimensions standard :
longueur 1200, 1800 ou 2400 mm.

Sur pieds




Dimensions standard :
longueur 1200, 1800 ou 2400 mm.

Suspendue standard



Dimensions standard :
longueur 1200, 1800 ou 2400 mm.

Formes de vasques/bacs possibles



Echelle tarifaire de notre gamme de paillasses



Degré d'hygiène




SUR MESURE Paillasse p.10 et 11
 • Pour toutes vos dimensions (L x l x h)
 • Pour chacune de vos installations
 • Au nombre de bacs/vasques souhaité(s)



Les paillasse sont réalisables selon les configurations de chaque pièce

Suspendue Topeker



Brevet déposé n° 2937524
 La seule paillasse suspendue sur cloison non porteuse sans renforts
 Robinetterie à l'horizontale


Usage spécifique

Paillasse maternité




Disponible sur meuble, sur pieds, en suspendue standard et suspendue Topeker

Paillasse stérilisation



Disponible sur meuble, sur pieds, et suspendue Topeker

Formes de vasques/bacs possibles



Echelle tarifaire de notre gamme de paillasse



Degré d'hygiène

